

171412340674

# 检 测 报 告

## Testing Report

委托单位: 湖南日创绿色再生资源开发有限公司  
项目名称: 2025年8月份例行检测  
项目类别: 固体废物  
检测项目: 重金属  
检测标准: GB 16885-2008



1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作

3、报告无签发人签名，或涂改，或无章（CMA 标识），或没有“检验检测专用章”的无效。

5 对本部（室）的工作质量、安全负责 5.1 对本部（室）的工作质量负责 5.2 对本部（室）的安全负责

### 本机构通讯资料:

地址：江苏省扬州市海陵区城北二环路

地址：江苏省扬州市海陵区城北二环路

电话：15950469000

邮编：225000

邮编：225000

Copyright © 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published under the Pearson Education, Inc. imprint of Prentice Hall.

### 衣工制例項目一覽表

[illegible]

Abstract

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测方法                                         | 使用仪器                                      | 方法检出限   |
|------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 固体废物 | 铜    | 固体废物 金属元素的测定<br>电感耦合等离子体质谱法<br>(HJ 766-2015) | 电感耦合等离子体质谱仪<br>Nexion1000/<br>JX-BY(a)-25 | 2.5µg/L |
|      | 镉    |                                              |                                           | 1.2µg/L |
|      | 镍    |                                              |                                           | 3.8µg/L |
|      | 总铬   |                                              |                                           | 2.0µg/L |
|      | 铍    |                                              |                                           | 0.7µg/L |
|      | 钡    |                                              |                                           | 1.8µg/L |
|      | 铅    |                                              |                                           | 4.2µg/L |

四、检测人员和时间

表 3 检测人员和时间

|      |         |      |            |
|------|---------|------|------------|
| 采样人员 | 纪旺俊、张运亮 | 采样时间 | 2025.08.11 |
|------|---------|------|------------|

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

| 检测项目           | 参考标准            |
|----------------|-----------------|
| 含水率、浸出液（总汞、总铜、 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 |

| 检测结果    |      |      |
|---------|------|------|
| 采样点位及编号 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1#      | 总磷   | 0.01 |
| 2#      | 总磷   | 0.02 |
| 3#      | 总磷   | 0.03 |
| 4#      | 总磷   | 0.04 |
| 5#      | 总磷   | 0.05 |
| 6#      | 总磷   | 0.06 |
| 7#      | 总磷   | 0.07 |
| 8#      | 总磷   | 0.08 |
| 9#      | 总磷   | 0.09 |
| 10#     | 总磷   | 0.10 |
| 11#     | 总磷   | 0.11 |
| 12#     | 总磷   | 0.12 |
| 13#     | 总磷   | 0.13 |
| 14#     | 总磷   | 0.14 |
| 15#     | 总磷   | 0.15 |
| 16#     | 总磷   | 0.16 |
| 17#     | 总磷   | 0.17 |
| 18#     | 总磷   | 0.18 |
| 19#     | 总磷   | 0.19 |
| 20#     | 总磷   | 0.20 |
| 21#     | 总磷   | 0.21 |
| 22#     | 总磷   | 0.22 |
| 23#     | 总磷   | 0.23 |
| 24#     | 总磷   | 0.24 |
| 25#     | 总磷   | 0.25 |
| 26#     | 总磷   | 0.26 |
| 27#     | 总磷   | 0.27 |
| 28#     | 总磷   | 0.28 |
| 29#     | 总磷   | 0.29 |
| 30#     | 总磷   | 0.30 |
| 31#     | 总磷   | 0.31 |
| 32#     | 总磷   | 0.32 |
| 33#     | 总磷   | 0.33 |
| 34#     | 总磷   | 0.34 |
| 35#     | 总磷   | 0.35 |
| 36#     | 总磷   | 0.36 |
| 37#     | 总磷   | 0.37 |
| 38#     | 总磷   | 0.38 |
| 39#     | 总磷   | 0.39 |
| 40#     | 总磷   | 0.40 |
| 41#     | 总磷   | 0.41 |
| 42#     | 总磷   | 0.42 |
| 43#     | 总磷   | 0.43 |
| 44#     | 总磷   | 0.44 |
| 45#     | 总磷   | 0.45 |
| 46#     | 总磷   | 0.46 |
| 47#     | 总磷   | 0.47 |
| 48#     | 总磷   | 0.48 |
| 49#     | 总磷   | 0.49 |
| 50#     | 总磷   | 0.50 |
| 51#     | 总磷   | 0.51 |
| 52#     | 总磷   | 0.52 |
| 53#     | 总磷   | 0.53 |
| 54#     | 总磷   | 0.54 |
| 55#     | 总磷   | 0.55 |
| 56#     | 总磷   | 0.56 |
| 57#     | 总磷   | 0.57 |
| 58#     | 总磷   | 0.58 |
| 59#     | 总磷   | 0.59 |
| 60#     | 总磷   | 0.60 |
| 61#     | 总磷   | 0.61 |
| 62#     | 总磷   | 0.62 |
| 63#     | 总磷   | 0.63 |
| 64#     | 总磷   | 0.64 |
| 65#     | 总磷   | 0.65 |
| 66#     | 总磷   | 0.66 |
| 67#     | 总磷   | 0.67 |
| 68#     | 总磷   | 0.68 |
| 69#     | 总磷   | 0.69 |
| 70#     | 总磷   | 0.70 |
| 71#     | 总磷   | 0.71 |
| 72#     | 总磷   | 0.72 |
| 73#     | 总磷   | 0.73 |
| 74#     | 总磷   | 0.74 |
| 75#     | 总磷   | 0.75 |
| 76#     | 总磷   | 0.76 |
| 77#     | 总磷   | 0.77 |
| 78#     | 总磷   | 0.78 |
| 79#     | 总磷   | 0.79 |
| 80#     | 总磷   | 0.80 |
| 81#     | 总磷   | 0.81 |
| 82#     | 总磷   | 0.82 |
| 83#     | 总磷   | 0.83 |
| 84#     | 总磷   | 0.84 |
| 85#     | 总磷   | 0.85 |
| 86#     | 总磷   | 0.86 |
| 87#     | 总磷   | 0.87 |
| 88#     | 总磷   | 0.88 |
| 89#     | 总磷   | 0.89 |
| 90#     | 总磷   | 0.90 |
| 91#     | 总磷   | 0.91 |
| 92#     | 总磷   | 0.92 |
| 93#     | 总磷   | 0.93 |
| 94#     | 总磷   | 0.94 |
| 95#     | 总磷   | 0.95 |
| 96#     | 总磷   | 0.96 |
| 97#     | 总磷   | 0.97 |
| 98#     | 总磷   | 0.98 |
| 99#     | 总磷   | 0.99 |
| 100#    | 总磷   | 1.00 |

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of *tert*-butyl acrylate in the presence of *tert*-butyl alcohol.

